

SICURBOX COMPLEX

"Difesa dai roditori"

Contenitori, trappole, collanti



SICURBOX COMPLEX

Codice prodotto: 2530405

Categoria: Assente

Erogatore per esche rodenticide e monitoraggio insetti strisciante

Caratteristiche:

Contenitore per esche rodenticide, con coperchio trasparente, rispondente a tutte le regole di sicurezza ed igiene, di dimensioni ridotte, indicato per topi e ratti in ambienti interni ed esterni. Grazie al cassetto inferiore dove inserire l'apposito cartoncino collante, è predisposto per l'attività di monitoraggio degli insetti strisciante. Dotato di chiusura con chiave di sicurezza. All'interno l'esca può esser posizionate nell'apposita vaschetta o nel ferretto porta blocco posizionabile sia orizzontale che verticale.

Informazioni Tecniche:

Dimensioni: 14,5 x 12 x 13 cm

Peso: 360 g

Modalità d'impiego:

1. Installare l'erogatore lungo il muro fissandolo mediante chiodi ad espansione o simili
2. Aprire il coperchio dell'erogatore utilizzando l'apposita chiave
3. Riempire con l'esca rodenticida e richiudere

Una volta fissato il contenitore, solo topi e ratti potranno accedere alle esche in esso contenute.

Le operazioni di derattizzazione, secondo le attuali regole di sicurezza e igiene, devono essere eseguite in modo che bambini, animali domestici, persone inconsapevoli non possano in alcun modo venire a contatto con le esche rodenticide.

L'utilizzo di Sicurbox Complex semplifica le operazioni di controllo e rinnovo delle esche rodenticide, prolunga l'appetibilità delle esche stesse proteggendole e, quindi, migliorando sensibilmente l'efficacia della derattizzazione.

Utilizzabile sia con esche in bustine che con esche in blocchi.

Per il monitoraggio degli insetti strisciante posizionare il cartoncino collante nell'apposito cassetto. Sostituire secondo necessità.

Tipologia di utilizzo:

Domestico, Professionale

Confezioni di vendita:



Thinking Forward

Revisione: 2026

Scheda Tecnica

SICURBOX COMPLEX

"Difesa dai roditori"

Contenitori, trappole, collanti

1 pezzo (cartone 12 pezzi)